

entoLED®

LED-UV Insektenleuchte



entoLED Breitband-UV-LED-Leuchten mit höchstem Qualitäts- und Verarbeitungsanspruch. Jetzt in zwei Varianten (entoLED2 und entoLED2vario) erhältlich. Für den optimierten entomologischen Lichtfang, mit breiter UV 365-395 nm-Staffelung plus weiterer wirksamer Farbspektren.



## KEY-FEATURES

- In 12 V- und 5-12 V-Varianten erhältlich
- Große UV-Bandbreite
- Gleichmäßige Ausleuchtung mit großem Abstrahlwinkel
- Aluminiumgehäuse mit kühlungsoptimiertem Design
- Für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Borosilikat-Glas
- Verpolungsschutz
- Ausfallsicher durch Parallelschaltung
- Tageslichtsensor als Zusatzmodul erhältlich
- 5 Jahre Garantie

**MADE  
IN  
GERMANY**



entoLED®

## LED-UV Insektenleuchte


<b>entoLED2</b>	100-012763	für Dauerbetrieb, mit Industriestecker
<b>entoLED2vario</b>	100-013332	variabel für 5 - 12 V, mit USB-Anschlussleitung

Technische Daten	entoLED2	entoLED2vario
LED-Typ	18 High Power LEDs	
Leuchtmittel	3 × UV (365 nm), 1 × UV (375 nm), 1 × UV (385 nm), 1 × UV (395 nm), 3 × royalblau (450 nm), 3 × grün (530 nm), 3 × amber (590 nm), 3 × weiß (5000 K)	
Durchmesser	65 mm	
Höhe	115 mm	
Leistungsaufnahme	ca. 11 W	
Betriebspannung mit Netzteil	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	
Betriebsspannung entoLED	12 V DC	5-12 V DC
Farbe	olivgün	
Material	eloxiertes Aluminium, Borosilikat-Glas, diffus	
Gewicht	ca. 615 g	
Schutzklasse	IP 65	

Lieferumfang	entoLED2	entoLED2vario
Insektenleuchte entoLED	✓	✓
Netzteile	Multiadapter-Steckernetzteil (EU   UK   US)	USB-Netzstecker
Anschlussleitung	Anschlussleitung 5 m, mit Batterieklemmen	Anschlussleitung 3 m, USB
Transport-Schutztasche	✓	✓
Betriebsanleitung	✓	✓

Zubehör	entoLED2	entoLED2vario
Verlängerungskabel 5 m	100-011598	-
Tageslichtsensor	100-011681	100-013618
Karabinerhaken	100-011368	100-011368
Borosilikat-Glas, klar	100-011208	100-011208
12 V-Batterieadapter	-	100-013424

### Spektralkurve



Exclusively marketed and patented by bioform entomology Dr. J. Schmidl e.K.

Am Kressenstein 48  
90427 Nürnberg

[www.bioform.de](http://www.bioform.de)  
[info@bioform.de](mailto:info@bioform.de)